

Information matériaux - Artic

Matériau:

Artic

Composition:

Polyméthacrylate de méthyle réticulé, charges inorganiques, pigments.

Evaluation biologique / Tests:

Par la présente, nous vous confirmons que les tests ou évaluations réalisés avec ces matériaux ont été classés comme biocompatibles selon les normes EN ISO 7405 et EN ISO 10993.05.

Déclaration de conformité:

Nos dispositifs médicaux ont un certificat CE et la conformité a été déclarée et enregistrée selon la Directive 93/42/CEE.

Nous déclarons que ces produits répondent à toutes les dispositions du règlement précité.

Ce certificat est soumis à une procédure d'approbation interne. Il a été créé par voie électronique et est valable sans signature.

Les fiches de données de sécurité et plus d'informations sont disponibles sur notre site internet www.kulzer.com

Effets indésirables:

Des tests appropriés n'ont montré aucun potentiel de sensibilisation pour Artic.

Un potentiel allergique chez les personnes prédisposées ne peut être complètement exclu en raison de la présence de monomères tels que les méthacrylates. Pour les patients ayant des antécédents d'allergie à la résine ou lorsque des réactions sont observées, le produit est contre-indiqué. Les monomères peuvent également irriter la peau et les produits ne doivent pas être utilisés dans l'apparition de réactions.

Contact en Allemagne

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Germany
kulzer.com

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP