

Genios® A Antérieures, disponibles dans les teintes Vita* (A1-D4) et Bleach (BL1 et BL3)

Antérieures du haut



Antérieures du bas




Tableau des combinaisons

Genios® A (Antérieures)		Genios® P (Postérieures)	
Formes du haut	Formes du bas	Formes du haut	Formes du bas
O10	U15, U25	O31	U31
O20	U25, U35	O31	U31
O30	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O30C	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O40	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O40C	U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U4XR
O50	U25, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O50C	U25, U35, U35C, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60C	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR, O36	U34, U34R, U34XL, U34XL, U36
O60D	U25, U35, U35C, U45, U45C, U45D	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O70	U35C, U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O70C	U35C, U45, U45C, U45D, U55, U55C	O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O80	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O80C	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O36, O36R, O36XL	U36, U36R, U36XL
O80D	U45, U45C, U45D, U55, U55C	O34, O34R, O34XL, O34XR	U36, O36R, O36XL, O36XR
O90	U55, U55C, U65	O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR

P-0-FLY-1501-0241

Genios® P Postérieures

Version classique (standard et réduite R)



Variante XL (standard) et XR (réduite)



For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire

* N'est pas une marque déposée par DENTSPLY International Corp.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. GENIOS®. Indications : dent IPN(r) destinée à la réalisation de prothèses adjointes. Classe / Organisme Certificateur : IIa / CE0086. Fabricant : DENTSPLY Trubyte York. Rev. Janvier 2015.

DENTSPLY France SAS | LABORATOIRE | 4 rue Michael Faraday | 78180 Montigny le Bretonneux | Tél : 01 30 14 77 77