

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
**COMPO MATERIALS**

Page: 1

Date de compilation: 10/08/2016

N° révision: 1

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit: COMPO MATERIALS

Synonymes: KEMCO, TRACING STICKS, GODIVA, GODDARD

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Nom de la société: Associated Dental Products Ltd

Purton

Swindon

SN5 4HT

UK

Tél: 01793 770256

Email: James@Kemdent.co.uk

**1.4. Numéro d'appel d'urgence: 01793770256**

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Classification (CLP): Ce produit n'est pas classé selon le règlement CLP.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Éléments d'étiquetage:

Conseils de prudence: P260: Ne pas respirer les poussières.

P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P281: Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

**2.3. Autres dangers**

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.1. Substances**

Identité chimique: COMPO MATERIALS

Contiens: Various non hazardous pigments at < 0.1% total value

Talc; CAS 14807-96-6; 40-50%

Gum Copal; cas 9000-14-0; 30-35%

Stearic acid; cas 57-11-4; 10-20%

[suite...]

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## COMPO MATERIALS

Page: 2

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

- Contact avec la peau:** Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau.
- Contact avec les yeux:** Rincer l'oeil avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes.
- Ingestion:** Ne pas provoquer le vomissement. Rincer la bouche avec de l'eau.  
Consultez un médecin.
- Inhalation:** Écarter la victime du lieu d'exposition, tout en s'assurant de sa propre sécurité durant l'opération.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Contact avec la peau:** Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.
- Contact avec les yeux:** Risque d'irritation et de rougeur.
- Ingestion:** Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.
- Inhalation:** Possibilités de toux et de maux de gorge.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction:** Moyens d'extinction appropriés à la zone incendiée.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers d'exposition:** En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

**Conseils aux pompiers:** Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec la peau et les yeux.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles:** Marquer les endroits contaminés à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé d'y accéder.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Préc's pour l'environnement:** Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Procédures de nettoyage:** Transférer dans un conteneur approprié.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

[suite...]

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## COMPO MATERIALS

Page: 3

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Veiller à ce que l'endroit soit mécaniquement ventilé. Ne pas manipuler dans un espace restreint et fermé. Éviter la formation ou la présence de poussière dans l'air.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition: Donnée non disponible.

#### DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Donnée non disponible.

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit mécaniquement ventilé.

Protection respiratoire: Appareil de protection respiratoire avec filtre à particules.

Protection des mains: Gants de protection.

Protection des yeux: Lunettes de sécurité.

Protection de la peau: Vêtement de protection.

Environnementaux: Aucune exigence spécifique.

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Solide

#### 9.2. Autres informations

Autres informations: Donnée non disponible.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Réactivité: Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de stockage. Risque de décomposition suite à l'exposition aux conditions ou matières indiquées ci-dessous.

[suite...]

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## COMPO MATERIALS

Page: 4

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Chaleur. Flammes.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité: Donnée non disponible.

### Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Risque d'irritation légère sur la partie contaminée.

Contact avec les yeux: Risque d'irritation et de rougeur.

Ingestion: Risque d'endolorissement et de rougeur de la bouche et de la gorge.

Inhalation: Possibilités de toux et de maux de gorge.

Autres informations: Non applicable.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Écotoxicité: Donnée non disponible.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.).

Élimination des emballages: Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.

[suite...]

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## COMPO MATERIALS

Page: 5

**Note:** L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Classe de transport:** Ce produit n'est pas classé pour le transport.

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

**Éval. de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Autres informations

**Autres informations:** Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement No. 2015/830.

\* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision. Désistement

**juridique:** Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.