

MSDS
992-1198

33 1 30 14 77 87

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE

Page : 1/4

Date d'impression : 14.12.2000

revue le : 30.11.2000

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

- Identification de la substance ou de la préparation
- Nom du produit Pinnacle Wax
- MSDS No.: 6523
- Producteur/fournisseur :
DENTSPLY DeTrey GmbH
Eisenbahnstraße 180
D-63303 Dreieich, Tel.: +49/(0)6103/607-0
- Service chargé des renseignements : QA (Tel.: +49/(0)6103/607 170)
- Renseignements en cas d'urgence : Tel.: +49/(0)6103/607-0

2 Composition/informations sur les composants

- Caractérisation chimique
- Composants contribuant aux dangers:
néant

3 Identification des dangers

- Principaux dangers: néant
- Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement:
néant
- Système de classification :
La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours

- Indications générales : Aucune mesure particulière n'est requise.
- après contact avec la peau :
En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- après contact avec les yeux :
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
- après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- Équipement spécial de sécurité :
Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

- Les précautions individuelles: Non nécessaire.
- Mesures pour la protection de l'environnement :
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines.
- Méthodes de nettoyage/récupération : Recueillir par moyen mécanique.
- Indications complémentaires :
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

7 Manipulation et stockage

- Manipulation :
- Précautions à prendre pour la manipulation:
Aucune mesure particulière n'est requise.

(suite page 2)

33 1 30 14 77 87

Page : 2/4

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE

Date d'impression : 14.12.2000

revue le : 30.11.2000

Nom du produit Pinnacle Wax

(suite de la page 1)

- **Préventions des incendies et des explosions:**
Aucune mesure particulière n'est requise.

- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et contenants de stockage :**
Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage :** néant
- **Classe de stockage :**
- **Classe VbF :** néant

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**
Sans autre indication, voir point 7.
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Indications complémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Équipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- **Protection respiratoire :** non nécessaire.
- **Protection des mains :** Non nécessaire.

9 Propriétés physiques et chimiques

- **Forme :** solide
- **Couleur :** rose
- **Odeur :** inodore

- **Modification d'état**
- **Point de fusion :**
- **Point d'ébullition :**

	valeur/gamme	unité	méthode
--	--------------	-------	---------

- **Point d'éclair :** non applicable

- **Auto-inflammation :**
Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Danger d'explosion :** Le produit n'est pas explosif.

- **Densité :** non déterminée

- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :** insoluble

- **Teneur en solvants ; solvants organiques** 0,0 %

- **Teneur en substances solides :** 100,0 %

10 Stabilité et réactivité

- **Décomposition thermique / conditions à éviter :**
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue

(suite page 3)

33 1 30 14 77 87

Page : 3/4

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE

Date d'impression : 14.12.2000

revue le : 30.11.2000

Nom du produit Pinnacle Wax	
	(suite de la page 2)
<ul style="list-style-type: none"> • Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus 	
11 Informations toxicologiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Toxicité aiguë : • Effet primaire d'irritation : • de la peau : Pas d'effet d'irritation. • des yeux : Pas d'effet d'irritation. • Sensibilisation : Aucun effet de sensibilisation connu. • Indications toxicologiques complémentaires : Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage. En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons. 	
12 Informations écologiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Indications générales : Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation sous forme non diluée ou en grande quantité. 	
13 Considérations relatives à l'élimination	
<ul style="list-style-type: none"> • Produit : • Recommandation : De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères. • Emballages non nettoyés : • Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales. 	
14 Informations relatives au transport	
<ul style="list-style-type: none"> • Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique) : • Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) : - • Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) : • Polluant marin : Non 	
15 Informations réglementaires	
<ul style="list-style-type: none"> • Marquage selon les directives CEE : Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté européenne / la " GefStoffV " = la Réglementation sur les Produits dangereux • Prescriptions nationales : • Classification VbF (ordonnance sur les liquides inflammables) : néant • Classe de pollution des eaux : Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1) : peu polluant 	

33 1 30 14 77 87

Page : 4/4

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE

Date d'impression : 14.12.2000

revue le : 30.11.2000

Nom du produit Pinnacle Wax* **16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

• **Service établissant la fiche technique : QA**

• **Contact :**

Silvia Ebert - Clinical Research/ QA

C. Parsiegla

F