

ASTRAL

Plâtre de Haute définition stable et résistant
pour modèles et dies - classe IV

Très adapté pour la technique CAD/CAM

High Definition die stone, stable and resistant

for models and dies - type IV

Very suitable for CAD/CAM technique

DONNEES TECHNIQUES / Technical data

Ratio de mélange E/P . 20 cc —100 g

Mixing rate

Temps de malaxage sous vide . 60 sec.

Vacuum mixing time

Temps de gel . 6 min

Working time

Début de prise vicat . 12 min

Vicat setting time

Temps de démoulage . 40-45 min

Removable after

Expansion (2 h) . 0.08-0.09 %

Setting expansion

Résistance à la compression (1h) : 60 N/mm²

Compressive strength

Durete shore D : 96-97

Shore D hardness

AVANTAGES /Benefits

- excellentes propriétés physiques
Excellentes physical properties
- Facile à couler et Thixotrope
thixotropic properties
- stable
Stable
- Haute définition
High definition stone
- grande précision des détails
extra accuracy of details
- Détourage facile et sans éclat
High strength and easy to carve

PRESENTATION /Presentation

Couleur : Blé doré

Color : gold wheat

Conditionnement : 6 kg - (2 x 3 kg)

Packaging 18 kg (6 x 3 kg)

REFERENCES

Astr18— cartons de 6 sachets aluminium de 3 kg - 18 kg
boxes of 6 aluminium bags of 3 kg

Astr6 — cartons de 2 sachets aluminium de 3 kg—6 kg
boxes of 2 aluminium bags of 3 kg