

ZHERMACK S.P.A**Fiche de données de sécurité, conformément à la DIR. 2001/58/CEE****ELITE ORTHO****Date de révision : 25/02/04****Date de presse : 09/06/06****1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE****1.1 Identification de la préparation :**

Dénomination commerciale : ELITE ORTHO
Code commercial : C410091/C410090/C410230/C410092

1.2 Utilisation de la substance ou de la préparation :

Poudre formée de sulfate de calcium hémhydrate.

1.3 Identification de la société :

ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 -45021- Badia Polesine (RO) ITALY
Numéro de téléphone de la société en cas d'urgence : 0425/597611

2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substances contenues dangereuses pour la santé aux termes de la directive 67/548/CEE et modifications successives ou pour lesquelles il existe des limites d'exposition reconnues : aucune

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

PRODUIT CLASSIFIE' PAS DANGEREUX aux termes des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications suivantes.

3.1 Classification de la dangerosité : aucune.**3.2 Indications de dangers spécifiques pour l'homme et l'environnement :** aucune.**3.3 Système de classification :** correspond aux listes CEE actuelles.**4. PREMIERS SECOURS****4.1 Indications générales :** aucune mesure spécifique ne s'avère nécessaire.**4.2 Contact avec la peau :** le produit n'est généralement pas irritant pour la peau.**4.3 Contact avec les yeux :** laver à l'eau courante pendant quelques minutes en maintenant les paupières bien ouvertes.**4.3 Ingestion :** ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin et lui montrer la fiche de Données de sécurité.**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 Extincteurs recommandés :** aucun en particulier.**5.2 Extincteurs interdits :** aucun en particulier.**5.3 Moyens de protection :** aucune mesure particulière ne s'avère nécessaire.**6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 Précautions individuelles :** aucune en particulier.**6.2 Précautions du point de vue de l'environnement :** aucune mesure particulière ne s'avère nécessaire**6.3 Méthodes de nettoyage :** récolter à l'aide de moyens mécaniques.**6.4 Indications additionnelles :** aucune.**7. MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1 Précautions pour la manipulation :** aucune mesure particulière ne s'avère nécessaire**7.2 Matériaux incompatibles :** Aucun en particulier.**7.3 Conditions de stockage :** aucune mesure particulière ne s'avère nécessaire.**7.4 Indication pour les locaux :** Aucune en particulier.**8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Précautions à prendre :** Aucune donnée additionnelle, voir point 7.**8.2 Protection respiratoire :** Aucune en particulier.**8.3 Protection des mains :** Aucune en particulier.**8.4 Protection des yeux :** Aucune en particulier.**8.5 Protection de la peau :** vêtements de protection légers.**8.6 Limites d'exposition des substances contenues :** 7778-18-9 sulfate de calcium, naturel (5-10%), TLV : 10 mg/m³. La limite de poudre est de : mg/m³.**9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1 Aspect et couleur :** poudre de diverses couleurs selon la coloration.**9.2 Odeur :** inodore.**9.3 Température de fusion :** non définie.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PUBLICATION	APPROBATION
1	20/03/02	Première publication		
2	25/02/04	Mise à jour		
3	08/03/06	Révision générale du contenu	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A**Fiche de données de sécurité, conformément à la DIR. 2001/58/CEE****ELITE ORTHO****Date de révision : 25/02/04****Date de presse : 09/06/06**

- 9.4 **Température d'ébullition** : non définie.
9.5 **Point d'inflammabilité** : non applicable
9.6 **Auto-allumage** : produit non auto-inflammable.
9.7 **Dangers d'explosion** : produit non explosif.
9.8 **Densité relative à 20°C** : ~ 2,300 g/cm³.
9.9 **Solubilité dans l'eau** : peu soluble.
9.10 **Teneur du solvant** : solvants organiques : 0,0%.
9.11 **Contenu solide** : 100%.

10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1 **Conditions à éviter** : Stable dans des conditions normales.
10.2 **Substances à éviter** : aucune.
10.3 **Dangers de décomposition** : aucun.
10.4 **Réactions dangereuses** : aucune.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Dans des conditions normales, le produit peut être manipulé sans danger pour la santé. Aucun effet sensibilisant n'a jamais été signalé.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Utiliser en respectant les règles de l'art, en évitant que le produit ne puisse se propager dans le milieu ambiant.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

De petites quantités de produit peuvent être éliminées en même temps que les déchets domestiques. L'emballage peut être réutilisé après nettoyage ou son matériau peut être recyclé.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non dangereux aux termes de la législation sur le transport

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Au cours de la manipulation des produits chimiques, il faut observer les mesures de précautions habituelles. Le produit n'est pas classé comme étant dangereux aux termes des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et, par conséquent, il ne fait pas l'objet d'une classification sur la base des directives concernant les préparations dangereuses.

16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date mentionnée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations sur la base de l'utilisation spécifique qu'il doit faire du produit. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PUBLICATION	APPROBATION
1	20/03/02	Première publication		
2	25/02/04	Mise à jour		
3	08/03/06	Révision générale du contenu	R&S	RSGQA