

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE

Date d'impression : 08.06.2004

Version: 3

revue le : 08.06.2004

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

- **Identification de la substance ou de la préparation**
- **Nom du produit** Microform grün Doubliermasse
- **Code du produit** 611120-1
- **Emploi de la substance / de la préparation** Matériel de modelage dentaire
- **Producteur/fournisseur :**
Schütz-Dental GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 Rosbach v.d.H. (Germany)
Tel.: +49 (0)6003/814-0 Fax: +49 (0)6003/814-900
- **Service chargé des renseignements :** F&E, Tel. +49 (0)6003/814-100

2 Composition/informations sur les composants

- **Caractérisation chimique**
- **Description :** Mixture of water, glycerine and additives
- **Composants dangereux:** néant

3 Identification des dangers

- **Principaux dangers:** néant
- **Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement:**
Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
- **Système de classification :**
La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours

- **Remarques générales :** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **après contact avec la peau :** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
- **après ingestion :** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** Jet d'eau à grand débit.
- **Équipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

- **Les précautions individuelles:** Non nécessaire.
- **Mesures pour la protection de l'environnement :** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Méthodes de nettoyage/récupération :** Recueillir par moyen mécanique.

(suite page 2)

F

Fiche de données de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 08.06.2004

Version: 3

revue le : 08.06.2004

Nom du produit **Microform grün Doubliermasse**

(suite de la page 1)

· **Indications supplémentaires :** Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

* 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation :**
- **Précautions à prendre pour la manipulation:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** -
- **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
- **Autres indications sur les conditions de stockage :** néant

* 8 Limitation d'exposition et protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**
Sans autre indication, voir point 7.

- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

56-81-5 glycerol

VME	10 mg/m³
------------	----------------------------

- **Remarques supplémentaires :**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Equipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- **Protection respiratoire :** Ne pas nécessaire.
- **Protection des mains :** Non nécessaire.
- **Matériau des gants -**
- **Temps de pénétration du matériau des gants -**
- **Protection des yeux :** Lunettes de protection.

9 Propriétés physiques et chimiques

- **Indications générales.**

Forme :	masse solide
Couleur :	vert
Odeur :	inodore

- **Modification d'état**

Point de fusion :	non déterminé
Point d'ébullition :	non déterminé

- **Point d'inflammation:** non applicable

- **Température d'inflammation :** 400°C

- **Auto-inflammation :** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Danger d'explosion :** Le produit n'est pas explosif.

- **Limites d'explosion :**
- inférieure :** 0,9 Vol %

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 08.06.2004

Version: 3

revue le : 08.06.2004

Nom du produit **Microform grün Doubliermasse**

(suite de la page 2)

· **Pression de vapeur à 20°C:** 23 hPa

· **Densité à 20°C:** 1,16 g/cm³

· **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :** soluble

· **Teneur en solvants :**
 solvants organiques 48,0 %
 eau : 48,0 %

· **Teneur en substances solides :** 4,0 %

10 Stabilité et réactivité

- **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue
- **Produits de décomposition dangereux :** Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :**
- **Effet primaire d'irritation :**
- **de la peau :** Pas d'effet d'irritation.
- **des yeux :** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation :** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires :**
 Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage.
 En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

12 Informations écologiques

- **Indications générales :** En général non polluant

13 Informations relatives à l'élimination

- **Produit :**
- **Recommandation :**
 Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
- **Emballages non nettoyés :**
- **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 08.06.2004

Version: 3

revue le : 08.06.2004

Nom du produit **Microform grün Doubliermasse**

(suite de la page 3)

14 Informations relatives au transport

· **Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):**

· **Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train)**

: -

· **Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux) :**

· **Classe IMDG :** -

· **Polluant marin :** Non

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :**

· **Classe ICAO/IATA :** -

15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE :**

Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques

Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté européenne / la " GefStoffV " = la Réglementation sur les Produits dangereux

· **Prescriptions nationales :**

· **Directives techniques air :**

Classe	Part en %
NK	25-50

· **Classe de pollution des eaux :** En général non polluant

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Service établissant la fiche technique :** F&E GDF GmbH

· **Contact :** Dr. U. Krichbaum

· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**