

**Fiche technique de sécurité  
selon 91/155/CEE**

Date d'impression : 10.02.2004

revue le : 10.02.2004

**1 Désignation du produit, de la préparation et de la société**

· **Identification de la substance ou de la préparation**

· **Nom du produit:** **creactive TF1**

· **Emploi de la substance / de la préparation** Résine cosmétique

· **Producteur/fournisseur:**

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG  
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau

Tel.: 0800 4372522

· **Service chargé des renseignements:**

Department of safety:  
Dr. Tuchscherer +49 6081 959-287

· **Renseignements en cas d'urgence:**

Centre antipoison de Berlin: Téléphone (24 heures) 030 19240 (+49 30 19240)

**2 Composition/informations sur les composants**

· **Caractérisation chimique**

· **Description :** Préparation aux méthacrylates

· **Composants contribuant aux dangers:** néant

· **Indications complémentaires :**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**3 Identification des dangers**

· **Principaux dangers:** néant

· **Indications particulières sur le danger pour l'homme et l'environnement:**

Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.

· **Système de classification :**

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

**4 Premiers secours**

· **Indications générales :** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **après contact avec la peau :** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

· **après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.

· **après ingestion :** Provoquer de vomissement et consulter un médecin.

**5 Mesures de lutte contre l'incendie**

· **Moyens d'extinction:**

Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.

· **Équipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

**6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:**

· **Les précautions individuelles:** Non nécessaire.

· **Mesures pour la protection de l'environnement :** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **Méthodes de nettoyage/récupération :**

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant les liquides (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, tissus pour des quantités petites)

(suite page 2)

## Fiche technique de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 10.02.2004

revue le : 10.02.2004

**Nom du produit: creactive TF1**

· **Indications complémentaires :** Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

(suite de la page 1)

### 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation :**
  - **Précautions à prendre pour la manipulation:** Aucune mesure particulière n'est requise.
  - **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage :**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.
  - **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire
  - **Autres indications sur les conditions de stockage :** Stockage frais (pas au-dessus de 25° C)

### 8 Contrôle de l'expositon/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**  
Sans autre indication, voir point 7.
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
  - **Indications complémentaires :**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Equipement de protection individuel :**
  - **Mesures générales de protection et d'hygiène :**  
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
  - **Protection respiratoire :** non nécessaire.
  - **Protection des mains :** Non nécessaire.
    - **Matériau des gants**  
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
    - **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
    - **Pour le contact permanent dans des domaines d'emploi ne présentant pas de risque élevé de blessures (ex: laboratoire), des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**  
Caoutchouc naturel (Latex)
  - **Protection des yeux :** Non vraiment nécessaire
  - **Protection du corps :** Vêtement de protection léger

### 9 Propriétés physiques et chimiques

- **Indications générales.**
- **Forme :** liquide
- **Couleur :** incolore
- **Odeur :** faible, caractéristique
- **Modification d'état**
- **Point de fusion :** non déterminé
- **Point d'ébullition :** 250°C
- **Point d'éclair :** 150°C

(suite page 3)

## Fiche technique de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 10.02.2004

revue le : 10.02.2004

**Nom du produit: creactive TF1**

(suite de la page 2)

· <b>Auto-inflammabilité :</b>	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· <b>Danger d'explosion :</b>	Le produit n'est pas explosif.
· <b>Pression de vapeur à 20°C:</b>	40 hPa
· <b>Densité à 20°C:</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
· <b>Solubilité dans/miscibilité avec</b>	
· <b>l'eau :</b>	non ou peu miscible
· <b>Viscosité :</b>	
· <b>dynamique à 20°C:</b>	4500 mPas
· <b>Teneur en solvants :</b>	
· <b>solvants organiques</b>	0,0 %
· <b>Teneur en substances solides :</b>	10,2 %

### 10 Stabilité et réactivité

- **Conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas de stockage et de manipulation conformes.
- **Réactions dangereuses :** Aucune réaction dangereuse connue
- **Produits de décomposition dangereux :** néant
- **Indications complémentaires :**  
Possibilité de polymérisation générant du chaleur en cas de stockage trop longue et/ou au température élevé.

### 11 Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë :**
  - **Effet primaire d'irritation :**
    - **de la peau :** Pas d'effet d'irritation.
    - **des yeux :** Pas d'effet d'irritation.
  - **Sensibilisation :** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires :**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est pas soumis à une obligation de marquage.  
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

### 12 Informations écologiques

- **Indications générales :**  
Catégorie de pollution des eaux 2 (calculé d'après VwVwS) : polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

### 13 Considérations relatives à l'élimination

- **Produit :**
  - **Recommandation :**  
Des petites quantités peuvent être polymérisées par la lumière et jetées aux ordures ménagères.  
Des quantités plus importantes sont à déposer dans des containers d'ordures spéciaux conformément aux règlements en vigueur dans les différents pays.

(suite page 4)

## Fiche technique de sécurité selon 91/155/CEE

Date d'impression : 10.02.2004

revue le : 10.02.2004

**Nom du produit: creactive TF1**

· **Code déchet :** 55512

(suite de la page 3)

· **Catalogue européen des déchets**

18 01 06 produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

· **Emballages non nettoyés :**

· **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### 14 Prescriptions de transport

· **Transport par terre ADR/RID et GGVS/GGVE (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique) :**

· **Classe ADR/RID-GGVS/E (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) :** -

· **Transport maritime IMDG/GGVSee ((ordonnance sur le transport de produits dangereux - mer) :**

· **Classe IMDG/GGVmer :** -

· **Polluant marin :** Non

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :**

· **Classe ICAO/IATA :** -

### 15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE :**

Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques

Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté européenne / la "GefStoffV" = la Réglementation sur les Produits dangereux

La substance n'est pas soumise à l'obligation de marquage selon la dernière version en vigueur de la "Directive générale CEE de classification des préparations".

· **Identification particulière de certaines préparations :**

Contient: 2-hydroxy-2-méthylpropiophénone. Peut déclencher une réaction allergique.

· **Prescriptions nationales :**

· **Classe de pollution des eaux :**

Classe de danger pour l'eau 2 (calculé d'après VwVwS) (classe de pollution des eaux 2) : polluant

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Service responsable de l'édition de cette fiche de données:** Service Sécurité/Environnement

· **Contact :**

Dr. Tuchscherer Tel.: (49) 6081 959-287

christian.tuchscherer@heraeus.com

· \* **Données modifiées par rapport à la version précédente**