

Fiche technique de sécurité - CE

Établie conformément aux directives de la commission 1907 / 2006 EG Article 31

100 CROCHETS PREFORMES ET RETENTIONS EN CIRE, CIRE EN PLAQUES, TIGES DE CIRE PROFILEE, FIL DE CIRE ET LIGNES D'ARRET, CIRE EN PLAQUES

1. Désignation des matières premières, de la préparation et du fabricant

1.1 Désignation des matières premières ou de la préparation: voir annexe

1.2 Désignation du fabricant:

YETI Dentalprodukte GmbH

Industriestraße 3, D-78234 Engen, Tel. (0049)07733-94100, Fax. (0049)07733-941022
(Mo. – Do.8.00 h – 16.30 h / Fr.8.00 h – 15.00 h)

e-mail: sdb@yeti-dental.com

2. Dangers éventuels

Danger d'incendie: protéger les cires des feux ouverts et les tenir éloignés des objets chauds.

3. Composition / Indications des composants

Mélange de cires hydrocarbures à divers structures (polymères, microcristallines et paraffiniques) et cires naturelles CAS

8002-74-2, 64742-43-3, 63231-60-7, 8006-44-8, 65997-06-0
8015-86-9, 8006-40-4, 73138-00-0, 24937-78-8, 1328-53-6,
69808-32-8, 1320-06-5

4. Mesures de premiers secours

En cas de giclement dans l'oeil et sur les paupières: introduire immédiatement des gouttes de paraffine liquide médicale dans l'oeil. En cas de brûlure minime, consulter un médecin ou l'infirmerie de service.

5. Mesures contre les incendies

Produits extincteurs adéquats: extincteur à poudre sèche, mousse, gaz carbonique.
Produits extincteurs inadéquats: eau

6. Mesures en cas de dégagement involontaire

Recueillir avec un agent liant liquide et récupérer selon les normes prescrites.

7. Manipulation et stockage

- 7.1 Manipulation: Eviter le contact de la peau avec la cire chaude; tenir éloignés les sources d'allumages
- 7.2 Stockage: stocker et transporter frais et sec. Protéger la boîte entamée des rayons ultra-violets.
Protection des déformations: si possible stockage et transport couché.

8. Limitation de l'exposition et protections de sécurité corporelles

Protection d'inhalation:	Eviter l'inhalation des vapeurs chaudes
Protection des manis:	Mettre des gants de protection. Laver les mains après le travail et avant les repas.
Protection des yeux:	Mettre des lunettes de protection
Protection corporelle:	Mettre des vêtements de travail fonctionnels

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat d'agrégation	solide à 20°C
Couleur:	voir annexe
Odeur:	imperceptible / typique
Densité relative:	ca. 0,90 g/cm ³
Solubilité dans l'eau:	insoluble
Point d'inflammation:	environ 210°C

10. Stabilité et Réactivité

Désintégration thermique:	Pas de réactions dangereuses si le produit est stocké et utilisé de façon adéquate.
Réactions dangereuses:	voir ci-dessus

11. Indications toxologiques

néant.

12. Indications écologiques

Classe de contamination des eaux: 0
Risque minime pour l'eau si le produit est utilisé conformément au mode d'emploi indiqué.

13. Recommandations d'évacuation

Respecter les prescriptions locales et remettre les déchets à une centrale de combustion spécialisée

14. Indications de transport

Les produits concernés (voir annexe) n'ont pas de restrictions de transport d'après le niveau actuel de nos connaissances.

15. Prescriptions

Les produits concernés (voir annexe) ne sont pas des matériels dangereux, c'est-à-dire des préparations dangereuses selon les directives correspondantes de la communauté européenne

16. Indications supplémentaires

Ces indications décrivent exclusivement les conditions nécessaires de sécurité propres à ce produit et se basent sur le niveau actuel de nos connaissances.



Anhang : Artikelnummern zu Sicherheitsdatenblatt 100

109-0000	136-5000
110-0000	136-6000
111-0000	136-7000
112-0000	151-0600
113-0000	151-0800
114-0000	151-1000
115-0000	151-1200
116-0000	151-1500
117-0000	152-0600
120-0000	152-0800
121-0000	152-1000
122-0000	152-1200
123-0000	152-1500
125-0000	171-1000
125-1000	181-1300
126-0000	191-1700
126-1000	191-2000
127-0000	192-1700
130-2500	192-2000
130-3000	192-2300
130-3500	741-2500
130-4000	742-3000
130-5000	743-3500
130-6000	744-4000
130-7000	745-5000
131-3000	746-1020
131-3500	746-1025
131-4000	746-1030
131-4500	746-1035
131-5000	746-1040
131-6000	746-1050
132-3000	747-1020
132-3500	747-1025
132-4000	747-1030
132-4500	747-1035
132-5000	747-1040
132-6000	747-1050
133-3000	748-1030
133-3500	748-1035
133-4000	748-1040
133-4500	748-1045
133-5000	748-1050
133-6000	765-5000
135-2000	766-5000
135-3000	767-5000
135-4000	768-2500
135-5000	768-3000
135-6000	768-3500
135-7000	768-4000
	768-5000