

VEGA SR

Plâtre à prise super rapide Type III

VEGA plâtre à prise super rapide de Type III, sa faible expansion permet de réaliser des mises en articulateur et des clés de positionnement. Grâce à sa formule élaborée il résiste à haute température et à la cuisson des résines.

Il peut être utilisé pour les réparations rapides des prothèses amovibles.

Données techniques

- ▶ Ratio de mélange E/P : 31 cc—100 g
- ▶ Temps de malaxage mécanique sous vide : 30 sec
- ▶ Temps de travail : < 60 sec
- ▶ Début de prise vicat : < 2 min
- ▶ Expansion de prise (2h) : 0.09 %

Points forts

- ▶ Prise très rapide
- ▶ Extra blanc
- ▶ Résistant à la température

Présentation

- ▶ Couleur : extra blanc
- ▶ Conditionnement : carton de 25 kg
- ▶ Code article : VEG25SR

Références techniques

- ▶ Documents normatifs : AFNOR NF EN ISO 6873
- ▶ Conservation : 18 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité