

## 1. Identification de la substance ou de la préparation et de la société / entreprise

### 1.1 Identificateur du produit

# Resilit-S poudre

Numéro CAS: -  
Numéro CE (EINECS / ELINCS): -  
Numéro d'indice CE: -  
Numéro d'enregistrement  
REACH: -

### 1.2 Pertinents, identifiés utilisations de la substance ou de la préparation et les utilisations déconseillées

Utilisation de la substance ou de la préparation: Articles en plastique  
Non recommandé utilise de la substance ou de la préparation: Autres

### 1.3 Détails du fournisseur de la fiche de données

**Fabricant**

ERKODENT Erich Kopp GmbH  
Siemensstrasse 3

D 72285 Pfalzgrafenweiler

**Téléphone:** 07445 8501 0  
**Telefax:** 07445 2092

**Fournisseur**

ERKODENT Erich Kopp GmbH  
Siemensstrasse 3

D 72285 Pfalzgrafenweiler

**Téléphone:** 07445 8501 0  
**Telefax:** 07445 2092

**Contact pour demande d'information**

ERKODENT Erich Kopp GmbH

**Information Téléphone:** 07445 8501 21

**Information Télécopie:**

**E-mail (personne compétente):** w.heuchert@erkodent.com

**Site web:** www.erkodent.com

**Interlocuteur national**

ERKODENT Erich Kopp GmbH

**Information Téléphone:** 07445 8501 0

**Information Télécopie:**

**E-mail (personne compétente):** info@erkodent.com

**Site web:**

### 1.4 Numéro d'urgence

ERKODENT Erich Kopp GmbH

**Téléphone:** 07445 8501 0

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

## 1.5 Service responsable de l'information

Entwicklung +49 (0) 7445 8501-21

## 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou de la préparation

Regulation (EC) No 1272/2008: -

Directive 67/548/EEC: -

### 2.2 Des éléments d'étiquetage

#### 2.2.1 Étiquetage, conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008

Pictogrammes des risques:

Mot signal: -  
Phrases H: EU\_208 Contient Dibenzoylperoxide Peut produire une réaction allergique.  
Phrases P: -

#### 2.2.2 Etiquetage conformément au directive 67/548/CEE

Symboles de danger:

Phrases R: -  
Phrases S: -

### 2.3 Autres risques

La substance n'est pas classée comme dangereuse dans le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]. La substance n'est pas classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.

## 3. Composition / Informations sur les composants

### 3.1 Caractérisation chimique de la substance ou de la préparation

Contient: Polymethacrylat

### 3.2 Composition de la substance ou de la préparation

| Substance: | numéro CE: | n° CAS: | Numéro d'identification UE: | N° REACH: | Concentration: | Classification: EC 1272/2008(CLP): | Classification: 67/548/EEC: |
|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|

#### Ingrédients des limites d'exposition CE

| Substance: | numéro CE: | n° CAS: | Numéro d'identification UE: | N° REACH: | Concentration: | Classification: EC 1272/2008(CLP): | Classification: 67/548/EEC: |
|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|

(Le libellé des phrases de risque citées, est donné dans le chapitre 16)

### 3.3 Indications complémentaires

aucune

## 4. Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

**Indications générales:** Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**En cas d'inhalation:** Veiller à un apport d'air frais. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste. Rincer la bouche abondamment à l'eau.

**En cas de contact avec la peau:** Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de malaises persistants, consulter un médecin. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**En cas de contact avec les yeux:** Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

**En cas d'ingestion:** En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste. Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

**Protection individuelle du secouriste:** Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

### 4.2 Plupart des symptômes importants et les effets, à la fois aigus et retardés

**Symptômes:** Aucune information disponible.

**Nature du danger:** Aucune information disponible.

### 4.3 Indication de toute l'attention médicale immédiate et un traitement spécial nécessaire

**Aide d'urgence:** Aucune information disponible.

**Traitement:** Aucune information disponible.

## 5. Lutte contre l'incendie

### 5.1 Informations générales

aucune

### 5.2 Moyens d'extinction

**Approprié:** Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Mousse. Brouillard d'eau. Poudre d'extinction.

**Inapproprié:** Jet d'eau à grand débit.

### 5.3 Dangers particuliers émanant de la substance ou de la préparation

Aucune information disponible.

### 5.4 Conseils pour les pompiers

**Équipement de protection spécial des pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Informations complémentaires**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## 6. Mesures de dispersion accidentelle

## 6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et de procédures d'urgence

Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection individuel. Eloigner toute source d'ignition. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'un masque respiratoire.

## 6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol / au sol.

## 6.3 Méthodes et matériaux pour isolation et de nettoyage

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

## 6.4 Références aux sections d'autres

aspirer les substances solides ou les ramasser à l'aide d'une serpillère mouillée. éliminer immédiatement les quantités renversées. Ne pas utiliser de brosse, ni d'air comprimé pour le nettoyage de surfaces ou de vêtements.

# 7. Manipulation et stockage

## 7.1 Précautions de manipulation

### Informations pour manipulation sécuritaire

Eviter la formation de poussière.

### Mesures techniques

Utiliser un échappement (laboratoire).

### Précautions contre d'incendie et d'explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### Informations complémentaires

aucune

## 7.2 Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités

### Mesures techniques et conditions de stockage

Ne nécessite aucune mesure technique de prévention spéciale.

### Matériaux d'emballage

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine.

### Exigences pour stockage et conditionnement

Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. poser des couvercles sur les conteneurs immédiatement après utilisation.

### Stockage des produits chimiques

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

### Des informations complémentaires concernant conditions de stockage

Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique.

### Classe de stockage:

## 7.3 Utilisations finales particulières

Observer le mode d'emploi.

## 8. Contrôle d'exposition / protection personnelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Limites d'exposition professionnelle

##### Valeurs limites d'exposition

| Substance: | n° CAS: | Source: | Valeur limite au poste de travail: | Limitation de crête: | Remarque: |
|------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|
|------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|

##### Valeurs limites d'exposition CE

| Substance: | n° CAS: | Source: | Valeur limite au poste de travail: | Limitation de crête: | Remarque: |
|------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|
|------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|

#### 8.1.2 DNEL et PNEC-valeurs

##### DNEL-valeurs

| Substance: | n° CAS: | DNEL/DMEL | Industrie | Activités professionnelles | consommateur |
|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|
|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|

##### PNEC-valeurs

| Substance: | n° CAS: | PNEC | Salariés, industrie | Salariés, activités professionnelles | consommateur |
|------------|---------|------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|------------|---------|------|---------------------|--------------------------------------|--------------|

#### 8.1.3 Control-Banding

##### Control-Banding

aucune

#### 8.1.4 Informations complémentaires

aucune

### 8.2 Contrôle d'exposition

#### Contrôles l'exposition professionnelle

aucune

#### Manipulation des produits chimiques

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

#### Équipement de protection individuelle

XXXX

#### Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales. Aération technique du poste de travail.

#### Protection des mains

Modèle de gants adapté: Caoutchouc butyle. imperméable aux liquides Solvants/Diluant.

#### Protection des yeux

Protection oculaire: non indispensable.

#### Protection de la peau

Protection corporelle: non indispensable.

#### Contrôle d'exposition environnementales

cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**Contrôle d'exposition consommateurs**

cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**8.3 Scénario d'exposition**

aucune

**9. Propriétés physiques et chimiques****9.1 Information sur base propriétés physiques et chimiques****Aspect**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>État physique:</b>    | Poudre                   |
| <b>Couleur:</b>          | translucide              |
| <b>Odeur:</b>            | inodore                  |
| <b>Seuil de l'odeur:</b> | Aucune donnée disponible |

**Données de sécurité**

|                                                           | Paramètre | Valeur | Unité | Remarque                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------------------------------|
| <b>Densité:</b>                                           |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Densité apparente:</b>                                 |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>pH:</b>                                                |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Température / plage de fusion:</b>                     |           | 110    | °C    |                                   |
| <b>Température / plage d'ébullition:</b>                  |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Point d'éclair:</b>                                    |           | 251    | °C    |                                   |
| <b>Inflammabilité:</b>                                    |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Seuil minimal d'inflammabilité:</b>                    |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Seuil maximal d'inflammabilité:</b>                    |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Danger d'explosion:</b>                                |           |        |       | non explosif.                     |
| <b>Seuil minimal d'explosion:</b>                         |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Seuil maximal d'explosion:</b>                         |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Température d'ignition:</b>                            |           |        |       | aucune Risque d'autoinflammation. |
| <b>Température de décomposition:</b>                      |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Propriétés comburantes:</b>                            |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Pression de vapeur:</b>                                |           |        |       | non applicable                    |
| <b>Densité de vapeur relative:</b>                        |           |        |       | non applicable                    |
| <b>Vitesse d'évaporation / indice de volatilisation:</b>  |           |        |       | non applicable                    |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                             |           |        |       | insoluble                         |
| <b>Solubilité dans corps gras:</b>                        |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Solubilité dans :<br/>log P O/W (n-octanol / eau):</b> |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Viscosité:</b>                                         |           |        |       | XXXX non applicable               |
| <b>Test de séparation des solvants:</b>                   |           |        |       | non déterminé                     |
| <b>Teneur en solvants:</b>                                |           | 0,0    | %     |                                   |

**9.2 Autres informations**

Teneur en corps solides (%) 100

**10. Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Polymérisation.

**10.2 Stabilité chimique**

aucune décomposition lente Décomposition spontanée

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

aucune Produits de décomposition dangereux

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune information disponible.

**10.5 Matières à éviter**

Aucune information disponible.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

**10.7 Indications diverses**

aucune

**11. Informations toxicologiques****11.1 Information sur les effets toxicologiques**

Absence de données toxicologiques.

**Toxicité aiguë**

| Substance: | n° CAS: | Informations toxicologiques |
|------------|---------|-----------------------------|
|            |         |                             |

**Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux**

Aucune donnée disponible

**11.2 Effet irritant et caustique****Irritant de la peau**

aucune

**Irritant des yeux**

aucune

**Irritant des voies respiratoires**

aucune

**Caustique**

aucune

**11.3 Sensibilisation**

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

**11.4 Effet après exposition répétitives ou à long terme**

Aucune information disponible.

**11.5 Effets CMR****Cancérogénicité**

Aucune information disponible.

**Mutagénicité**

Aucune information disponible.

**Toxicité pour la reproduction**

Aucune information disponible.

## 11.6 Remarques générales

max. 0,5 % Dibenzoylperoxide

### Expériences tirées de la pratique

Aucune information disponible.

### Observation diverses

Aucune information disponible.

### Indications complémentaires

Aucune information disponible.

## 12. Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

#### Écotoxicité

| Substance: | n° CAS: | Écotoxicité |
|------------|---------|-------------|
|            |         |             |

### 12.2 Persistance et Dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4 Mobilité

Aucune information disponible.

### 12.5 Résultats de l'évaluation PBT

non applicable

### 12.6 Autres effets nocifs

Aucune information disponible.

### 12.7 Autres indications écologiques

Classe de risque pour le milieu aquatique: Présente un faible danger pour l'eau. (WGK 1)

### 12.8 Indications diverses

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Élimination appropriée / Produit

Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

#### Élimination appropriée / Conditionnement

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

#### Code déchets

Evacuer vers une usine d'incinération pour déchets spéciaux en respectant les réglementations

administratives.

**Code déchets de produit:** 07 02 13 - Kunststoffabfälle

**Code déchets de conditionnement:**

**Remarque**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

---

## 14. Transport information

### 14.1 Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Désignation officielle pour le transport

N° UN:

Etiquette de danger:

Remarque:

Groupe d'emballage:

non applicable

Code de classification:

### 14.2 Transport maritime (IMDG)

Proper Shipping name

UN-No.:

Label:

EmS-No:

Special Provisions:

Remark:

Packing Group:

MFAG:

not applicable

Marine pollutant:

### 14.3 Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper Shipping name

UN/ID-No.:

Label:

Remark:

Packing Group:

not applicable

### 14.4 Poste

non applicable

---

## 15. Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Étiquetage

Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage

**Marquage spécial de certaines préparations**

Aucun étiquetage nécessaire selon 1999/45/CE, annexe V B, n°9.

### 15.2 Sécurité, santé et réglementations environnementales spécifiques législation, de la substance ou de la préparation

**Réglementations EU**

**Directive 1999/13/CE sur la limitation d'émissions de composés organiques volatils (DIR-COV)**

Aucune information disponible.

**Règlement (CE) n ° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**  
Aucune information disponible.

**Règlement (CE) n ° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants**  
Aucune information disponible.

**Règlement (CE) n ° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**  
Aucune information disponible.

**Règlement (CE) n° 648/2004 (Régulations des détergents)**  
Aucune information disponible.

**Restrictions en vertu du titre VIII du règlement (CE) n ° 1907/2006**  
Aucune information disponible.

#### **Directives nationales**

Les réglementations nationales doivent être également observées!

**Indications relatives aux restrictions d'emploi**  
Aucune information disponible.

**Ordonnance d'incidents**  
Aucune information disponible.

#### **Classe de stockage**

**Classe de risque pour le milieu aquatique**  
1 weak water pollutant (WGK 1)

**Instruction technique pour la qualité de l'air (IT-air)**  
Aucune information disponible.

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**  
Aucune information disponible.

### **15.3 Évaluation de la sécurité chimique**

**Cette préparation a fait l'objet d'une évaluation chimique de sécurité:**  
Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

---

## **16. Autres informations**

### **16.1 Libellé de la H et R-phrases vertu du paragraphe 3**

**Règlement (CE) n ° 1272/2008**  
EU\_208 Contient .?. Peut produire une réaction allergique.

**Directive 67/548/CEE**  
-

### **16.2 Conseils pour la formation**

aucune/aucun

### **16.3 Restriction(s) d'utilisation recommandée(s)**

aucune

**16.4 Informations diverses**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

**16.5 Documentation concernant les modifications**

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente

**16.6 Sources de données**

aucune/aucun

**16.7 Key et définition**

Textes des phrases R sous la section 3:

---

**17. Annexe****17.1 Scénario d'exposition**

-

---